

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO

Covid-19 Prueba Rápida de Antígeno (Oro Coloidal) – Saliva (Tipo Lolly)

CLASIFICACIÓN

IVD (Autodiagnóstico)

MARCA

Deepblue

REF. FABRICANTE

SL030101SST-1

REF. IMPORTADOR

KD008DP-1

DESCRIPCIÓN

La Covid-19 Prueba Rápida de Antígeno (Oro Coloidal) – Saliva, test para diagnóstico in vitro (autodiagnóstico), es una prueba de inmunocromatografía para la detección cualitativa rápida de antígenos de nucleocápside de SARS-CoV-2 en muestras de saliva.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, sin molestias, rápido y preciso.

La disponibilidad de este producto en el mercado permite aumentar la capacidad de diagnóstico de forma rápida de los casos positivos de SARS-CoV-2, y la sencillez y comodidad de la realización del test de autodiagnóstico elimina las molestias asociadas a la toma de muestras orofaríngeas y nasofaríngeas.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE MUESTRA	Muestra de fluido oral humano (saliva)
TIEMPO DE DETECCIÓN	15 min.
CONTENIDO DEL KIT	1 Tubo de extracción de antígeno con reactiva de extracción 1 Instrucción de uso 1 Hisopo Esterilizado 1 Dispositivo de prueba 1 Bolsa de colección
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar entre 4°C y 30°C dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
ESPECIFICIDAD	>99,9%
SENSIBILIDAD	98,7%
CANTIDAD	1 test/caja

ADVERTENCIA:

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.

